

# SonicaidOne

Fetal Heart Detector



Detect fetal heart rate quickly and easily from early gestation through labour and delivery. The performance and reliability of the **SonicaidOne** provide reassurance for clinician and mother.



**Unique design**

**Easy to use**

**Waterproof probe as standard**

**Fetal Heart Rate Display**



DETECTOR FETAL PORTATIL CON TRANSDUCTOR DE 2 MHz DE PULSO CONTINUO

MODELO: SONICAID ONE MARCA: HUNTLEIGH

ORIGEN: U.K. (REINO UNIDO)

#### CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS:

- \*- DISPLAY O PANTALLA LCD DE EXELENTE VISIBILIDAD INDICA LA FRECUENCIA CARDIACA FETAL, EL LEED DE PULSO
- \*- EL BOTON DE CONTEO MANUAL O PROMEDIO LE PERMITE AL OPERADOR TENER MAS CUANDO SE QUIERE CONFIRMAR UNA FRECUENCIA DE DIFICIL FOCO.
- \*- BOTON "FREEZE" LE PERMITE CONJELAR LA FRECUENCIA EN PANTALLA YA SEA PARA ENSEÑARSELA A LA MADRE O PARA REGISTRO DEL DOCTOR.
- \*- UTILIZA UN SISTEMA DE DOPLER PULSADO PARA SUPRESION UNICA DE SONIDOS DE DISTORCION, NO IRRITA LA PIEL.
- \*- SISTEMA DE ALTA ACUSTICO CON AMPLIFICADOR INCORPORADO.
- \*- EL CONTROL DIGITAL DE VOLUMEN ( HI/ LOW ) SIMPLIFICA EL USO
- \*- PERMITE EL USO BAJO AGUA YA QUE, EL TRANSDUCTOR Y CABLE ES BLINDADO
- \*- UTILIZA BATERIAS AA, Y POSEE UN SISTEMA DE AUTO-APAGADO CUANDO SE OLVIDA DE APAGAR, TIENE UN INDICADOR DE BATERIA BAJA. Y UN TIEMPO DE DURACION DE 1000 EXAMENES DE 1 MINUTO
- \* TRANSDUCTOR DE 2MHZ

#### DETALLES TECNICOS:

TAMAÑO DE LA UNIDAD BASE : 128 X 68 X 38 mm

PESO: 230G INCLUIDO BATERIAS Y TRANSDUCTOR

FRECUENCIA DE RESPUESTA EN LA SALIDA: 350Hz - 1 KHz

DISPLAY : 3 DIGITOS FHR, CALIDAD DE PULSO Y SEÑAL, BATERIA BAJA

TRANSDUCTOR: 71 X 32 mm

VOLUMEN : 350mW RMS

RANGO: 50- 210 bpm

TOLERANCIA: MENOR A +- 2bpm DE 100 - 180bpm

PROMEDIO: 3-5 LATIDOS

TIPO CLASE 1: CAN/CSA-C22,2N601.1, UL2601-1 Y EN60601-1-2

RESOLUCION: +-1bpm

NORMAS DE SEGURIDAD: CLASIFICACION EN60601-1, IEC60601-1