

**OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL TIPO DEDAL
VMS-800DFP**

PANTALLA DE 4 VÍAS (4 MANERAS DE VER EN PANTALLA)

Pantalla OLED de color para una fácil lectura

Incluye:

VMS-800DFP oxímetro de pulso

2 baterías 'AAA'

Cordón C

Cable USB

Características Choice:

El VMS-800DFP ofrece características tales como una pantalla de visualización de 2 vías direccional, un indicador de la barra de pulso para ayudar a obtener una lectura fuerte, y una batería de larga duración (2500 controles sobre el terreno o 30 horas de monitoreo continuo). VMS-800DFP El también puede ser utilizado al aire libre y en altitudes elevadas (así como las temperaturas altas y bajas) por lo que es una excelente opción para los alpinistas, excursionistas, la aviación y los deportes. Considerado como un 'All-in-One "dedo oxímetro integrado, el VMS-800DFP es ideal para los médicos, clínicas, hospitales y trabajadores de salud en el hogar.

