



OXI HOOD HALOS

DISPONIBLES EN 3 MEDIDAS DIFERENTES



MEDIDAS EN MILIMETROS	
A	B
120	145
152	155
200	175



ARCO PARA CUELLO DEL NIÑO		
MEDIDAS EN MILIMETROS		
TAMAÑO	X	Y
120	75	120
152	120	70
200	150	90



3 MM		
ENTRADA DE OXIGENO		
Dispone de conexión para oxígeno , desde un humidificador		

FOTOGRAFIAS DE LOS OXIHOOD

3 TAMAÑOS DIFERENTES



VISTA SUPERIOR CON TAPA A UN LADO



VISTA POSTERIOR APERTURA PARA EL CUELLO DEL PACIENTE