

Mesas de cirugía electrohidráulica

Marca: AMTAI

MODELO: Serie T800S

ORIGEN: USA



CARACTERÍSTICAS:

- - Orientación inversa
- - Extensión de la pierna desmontable
- - Los colchones
- - Códigos de error de autodiagnóstico instantáneos
- - Función de canales de cassette de rayos X
- - Retroiluminada mano colgante

POSICIÓN DEL PACIENTE

El paciente puede ser fácilmente situado lateralmente



La cistoscopia y Endourología

Con el paciente en orientación inversa, la base de perfil bajo y tablero de la mesa radiotransparente suministrar el cirujano con la cobertura IA superior y amplia RUV (**K** idney, **u** Reter, **b**) el acceso, dejando espacio para que el sistema de recogida de fluido flexible.



Cirugía de Hombro

Se elimina la sección de pata y la unión de hombro neumático está conectado a ya sea la parte posterior o la sección del asiento, proporcionando cómodo anterior y posterior acceso a la zona del hombro sin movimiento requerido durante la cirugía.



Arrodillado Cirugía

Apertura de secciones de las patas de división del T800 proporciona un excelente acceso en la columna vertebral y rectal cirugía lumbar con el paciente en una posición de rodillas.



Propenso o supino Neurocirugía

El T800 proporciona al cirujano un excelente acceso a la zona de la columna torácica durante la neurocirugía espinal, así como craneotomía prono o supino.



Cardiovascular en orientación inversa

El T800 en orientación inversa proporciona un amplio acceso del brazo en C para la cirugía cardíaca, incluyendo endovascular y cirugía de bypass femoro-poplítea.



Nissen funduplicatura

La sección de cabeza puede estar conectado a la sección de asiento, que proporciona un excelente soporte para el paciente y es ajustable manualmente durante la cirugía. Esto elimina la necesidad de correas inversa Trendelenburg y estribos de potencia elevadoras, manteniendo al mismo tiempo el máximo acceso endoscópico para el esófago y el área del estómago.

