

Especificaciones para los otoscopios Pocket Junior de Welch Allyn



Otoscopio	
Iluminación	Halógena
Transmisión	Fibra óptica hasta la punta
Baterías	2 AA
Lente de enfoque	Lente de ángulo ancho extraíble
Peso con baterías	132 g (4,65 onzas)
Altura	16,33 cm (6,43 pulgadas)
Rango de dioptrías	No disponible
Material del mango	Todo de metal
Puerto de insuflación	Sí
Posiciones de apertura	No disponible
Sellado	No disponible
Filtros	No disponible

