

# Resusitador Manual



- MARCA: LIFE SUPPORT PRODUCTS**

- Este resucitador manual

- Ofrece precisión en el volumen aplicado al paciente dependiendo del tipo se adulto pediátrico o neonatal.

Esta diseñado de tal manera para que el médico o usuario , por medio de sensibilidad detecte la respuesta respiratoria del paciente.

- Los resucitadores de uso pediátrico y neonatal disponen de una válvula POP-OFF que al detectar sobre presión se activa mecánicamente y ofrece máxima protección. (45cm de agua).

- Dispone de bolsa de reserva de aire en cada modelo, este dispositivo asegura grandes concentración de FiO<sub>2</sub> en cada compresión del resucitador.

- Adicionalmente dispone de cánula para conexión a oxígeno externo.

- Volumen: \*Adulto:1488ml (>40 Kg.) \*Pediátrico:665ml (10 a 20Kg.) \*Neonatal: 258ml (<10Kg.)

- Temperatura de trabajo: -30°F a 125° F