



## Ventajas

- Conectividad EMR**  
 La balanza puede conectarse a una computadora, programa EMR u otro dispositivo electrónico gracias a diferentes soluciones de conectividad de Health o meter® Professional
- Características de valor agregado**  
 Funciones operativas (tara, conversión LB/KG, bloqueo LB/KG, puesta a cero, sostener/soltar, cero automático, apagado automático) incluidas sin costo adicional
- Superficie de pesaje de plástico sanitario**  
 La bandeja de plástico fácil de limpiar es ideal para la desinfección
- Cinta de medición incorporada**  
 La cinta de medición de fácil lectura le permite al usuario medir el peso y la altura simultáneamente



Bandeja de  
fácil limpieza

| Modelo | Dimensiones de envío     | Peso (KG) | Código CUP   |
|--------|--------------------------|-----------|--------------|
| 522KL  | 667 mm x 445 mm x 362 mm | 11 kg     | 892076002534 |



### Especificaciones

- Capacidad: 50 lb / 23 kg
- Resolución: 0 - 20 lb / 0.2 oz ; 20 - 50 lb / 0.5 oz ; 0 - 9 kg / 5g; 9 - 23 kg / 10 g
- Conectividad EMR
- Pantalla LCD de 2.5 cm
- Funciones: Puesta a cero / tara, sostener / soltar, cero automático, apagado automático, conversión de LB/KG, bloqueo de LB/KG
- Tamaño de la bandeja: 61.3 cm (ancho) x 36.8 cm (prof.) x 6.7 cm (alto) / 24 1/8" (ancho) x 14 1/2" (prof.) x 2 5/8" (alto)
- Cinta de medición: 0" - 23" / 0 cm - 58 cm