




Ventajas

- Conectividad EMR por USB**
La balanza puede interactuar con una computadora, un monitor, una impresora u otro dispositivo electrónico a través de una conexión USB para transferir datos con rapidez, simplicidad y exactitud
- Características de valor añadido**
Funciones operativas [Conversión de LB/KG, Bloqueo de LB/KG, Cero / Tara, Retención / Liberación, Apagado automático] incluidas sin costo adicional
- Detección de movimiento**
La balanza tiene la capacidad de pesar con exactitud aún cuando la persona a pesar esté en movimiento
- Incluye cinta métrica**
Cinta métrica de lectura simple que permite al usuario determinar simultáneamente tanto el peso como la altura



Modelo	Dimensiones de envío	Peso	Código UPC
553KL	714.36 mm x 482.6 mm x 139.7 mm	12.25 lb	892076002329

Specifications



- Especificaciones
- Capacidad: 44 libras / 20 kg
- Resolución: 0.5 onzas / 10 g
- Conectividad EMR por USB
- Pantalla de cristal líquido (LCD) de 1 pulgada/2.5 cm
- Funciones: Conversión de LB / KG, Bloqueo de LB/KG, Cero / Tara, Retención / Liberación, Apagado automático
- Dimensiones de la bandeja: 24 7/8 pulgadas (ancho) × 13 pulgadas (profundidad) × 1 3/8 pulgadas (altura) / 632 mm (ancho) x 330 mm (profundidad) x 35 mm (altura)
- Cinta métrica: 0 - 24 pulgadas / 0 - 58 cm
- Incluye 6 baterías AA, Transformador de 110-240 V opcional (número de pedido ADPT30)
- Estuche opcional (número de artículo 553CASE)
- Carro para balanza opcional (número de pedido 2210CART)



Estuche para 553KL
Número de artículo 553CASE