

sonicaidTEAM

- simplicity in fetal monitoring

La gama Sonicaid Team ha sido diseñada para un control fetal más sencillo. Creada en colaboración con los principales especialistas en obstetricia, la unidad, de pequeño tamaño, peso ligero y fácil de usar, se puede transportar cómodamente dentro del hospital o hasta la clínica, la consulta del médico o incluso al hogar.

- Compacto y ligero
- Las escalas del ritmo cardiaco fetal en gemelos permiten la diferenciación clara de los dos ritmos cardiacos y evitan las dificultades en la interpretación de los trazos desviados o coincidentes
- El sistema de menú, fácil de utilizar, permite el acceso rápido a las funciones importantes
- Su pantalla iluminada de gran tamaño permite una vigilancia segura de un solo vistazo
- Conexiones de módem y red para la gestión obstétrica a distancia e integrada
- Pantalla gráfica con el ritmo cardiaco fetal y trazos del toco continuamente actualizados
- La opción de análisis exclusiva Sonicaid 8002 garantiza una lectura coherente de los gráficos del ritmo cardiaco fetal por parte de todo el personal

Opciones avanzadas del menú

- Memoria de gráficos de 6 horas con impresión rápida
- Se pueden añadir notas a los registros desde una biblioteca de notas clínicas disponible con sólo pulsar un botón
- Registro automático del movimiento fetal con el análisis Actograma

This product complies with the EN 60601-1, UL 2601-1 and CAN/CSA 22.2 NO. 601.1 safety standards. The CE mark indicates that it meets the essential requirements of European Council Directive 93/42/EEC of 14 June 1993 concerning medical devices. Huntleigh Healthcare operates a quality system certified to ISO 9001:2000, ISO 13485:2003, and the TickIT Guide Issue 5. Sonicaid, Architrace™, Adapt™ are registered trademarks of Huntleigh Healthcare. Microsoft and Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation. For the USA the following applies: CAUTION: Federal law restricts this device to sale by or on the order of a physician.

Copyright © 2005 Huntleigh Healthcare. All rights reserved.
Manufactured by Huntleigh Healthcare, 35 Portmanmoor Road, Cardiff CF24 5HN, UK.



Part number: APL486/06/05/SP

Sonicaid and Medilog Products
Huntleigh Healthcare
Diagnostic Products Division
35 Portmanmoor Road
Cardiff CF24 5HN
United Kingdom
www.sonicaidfetalcare.com

sonicaid™

sonicaid™ TEAM


LA GAMA COMPLETA DE MONITORES FETALES SENCILLOS



sonicaid™

sonicaidTEAM máxima flex

❶ Diseño compacto y un tamaño pequeño para una colocación más sencilla.



❷ Cambio rápido y sencillo del papel registrador.

❸ Las escalas del ritmo cardiaco fetal en gemelos permiten la diferenciación clara de los dos ritmos cardiacos y evitan las dificultades en la interpretación de los trazos desviados o coincidentes.

❹ Los modelos incluyen desde el control anteparto para feto único hasta el control intraparto para gemelos.

❺ La unidad telemétrica opcional Rimkus ofrece a la madre una mayor libertad.

❻ Transductores y lugar de conexión de los mismos con códigos de color para un reconocimiento y ensamblaje más sencillo.

❼ Se pueden añadir notas a los registros desde la biblioteca interna de notas clínicas.



Flexibilidad y facilidad de uso

② Se puede conectar a los principales sistemas de gestión de obstetricia, incluido el sistema de archivo y revisión central SonicaidAxis.



④ Su funcionamiento mediante una sola tecla permite un fácil acceso a los elementos del menú.

⑥ Puesta a cero del toco con solo pulsar un botón.



⑥ Gráficos claros y fáciles de ver en pantalla.



TEAM

Control anteparto para un solo feto
Ideal para el control básico necesario durante el embarazo, Sonicaid Team ofrece la versatilidad funcional de la "gama Team". Marcador de eventos fetales y toco externo de ultrasonido.



TEAM DUO

Control anteparto para gemelos
Team Duo incorpora un canal adicional de ultrasonido que permite la evaluación precisa del ritmo cardiaco fetal de los gemelos.



TEAM DM

Control anteparto a distancia
Aprovechando al máximo la excelente portabilidad de la "gama Team", Team DM permite el control a distancia del ritmo cardiaco fetal desde fuera del centro hospitalario.



TEAM IP

Control intraparto básico
Control fetal durante la admisión, el parto y el alumbramiento. Team IP es un control básico ideal que ofrece un ECG fetal y maternal y la presión intrauterina, además de vigilancia para gemelos.



Con...

Sonicaid8002 y SonicaidTrend

Los paquetes de análisis 8002 anteparto y Trend intraparto garantizan una lectura coherente de los gráficos del ritmo cardiaco fetal por parte de todo el personal, ofreciendo una mayor confianza en la lectura de gráficos difíciles e infrecuentes.



SonicaidActogram

Registro automático de perfiles de actividad para la representación exacta e imparcial de los movimientos fetales.



SonicaidRimkus

El sistema de telemetría Rimkus permite el control ambulatorio de la actividad cardiaca fetal y uterina para ofrecer una total libertad de movimiento a pesar de la vigilancia continua. La unidad receptora sirve también como cargador de baterías, garantizando que el transmisor, de peso muy ligero, esté siempre listo para su uso.