



Ventajas

- ✓ **Barra de medida de unidad ajustable**
Las barras métricas mecánicas brindan una fácil lectura del peso en libras o kilogramos
- ✓ **Números grabados**
Los números grabados en las barras métricas pueden soportar el uso frecuente para brindar una lectura duradera
- ✓ **Práctico asiento de pesaje**
Asiento de plástico de fácil limpieza que limita el movimiento del infante mientras calcula el peso con precisión

Health o meter[®]
P r o f e s s i o n a l



Modelo	Dimensiones de envío	Peso (KG)	Código CUP
1524KL	635 mm x 523.88 mm x 472.95 mm	17.92 kg	892076002183

Especificaciones

- Capacidad: 65 kg / 130 lb
- Graduación: 20 g / 1 onza
- Dimensiones del asiento: 622 mm (ancho) x 362 mm (prof.) x 470 mm (alto) / 24 1/2"(ancho) x 14 1/4" (prof.) x 18 1/2" (alto)
- Estadímetros de fácil lectura que muestran libras y kilogramos
- Números grabados