



## Ventajas

- ✓ **Conectividad EMR por USB**  
La balanza puede interactuar con una computadora, un monitor, una impresora u otro dispositivo electrónico a través de una conexión USB para transferir datos con rapidez, simplicidad y exactitud
- ✓ **Pantalla con articulación de 350°**  
Pantalla giratoria al nivel de los ojos que se puede leer desde prácticamente todos los ángulos y brinda privacidad y facilidad de uso al paciente
- ✓ **Varilla incorporada para medir la estatura**  
La varilla para medir la estatura fácil de usar permite determinar alturas de 30 a 84 pulgadas/76 a 214 cm
- ✓ **Plataforma de perfil bajo**  
La escasa altura de la plataforma exige esfuerzo mínimo al paciente y le brinda una experiencia de pesaje más cómoda y estable
- ✓ **Características de valor agregado**  
Funciones operativas [Conversión de LB/KG, Bloqueo de LB/KG, Índice de Masa Corporal (BMI), Cero / Tara, Retención / Liberación, Cero automático, Apagado automático] incluidas sin costo adicional
- ✓ **Cálculo del índice de masa corporal (BMI)**  
Las funciones de la balanza incluyen la capacidad para calcular el Índice de Masa Corporal (BMI) del paciente
- ✓ **Incluye fuente de alimentación**  
La balanza se enchufa con un adaptador de 110-240 V (incluido) o 6 pilas tipo C (no incluidas) que ofrecen la comodidad de dos fuentes de alimentación



Cabezal de pantalla con  
articulación de 350°



Modelo	Dimensiones de envío	Peso (KG)	Código UPC
597KL	1320.8 mm x 584.2 mm x 133.35 mm	15.31 kg	892076002091

### Especificaciones



- Capacidad: 600 libras / 272 kg
- Resolución: 0.2 libras / 0.1 kg
- Conectividad EMR por USB
- Pantalla de cristal líquido (LCD) de 1 pulgada/2.5 cm con articulación de 350° que facilita su visualización
- Funciones: Conversión de LB / KG, Bloqueo de LB / KG, Índice de Masa Corporal (BMI), Cero / Tara, Retención / Liberación, Cero automático, Apagado automático
- Dimensiones de la plataforma: 14 1/4 pulgadas (ancho) × 14 1/4 pulgadas (profundidad) × 2 5/8 pulgadas (altura) / 362 mm (ancho) x 362 mm (profundidad) x 67 mm (altura)
- Varilla para medir la estatura: 24 - 84 pulgadas / 60 - 213 cm
- (2) Ruedas para facilitar el movimiento
- Incluye adaptador de 110-240 V, no incluye 6 baterías tipo C