



8320KL Abierta

Ventajas

- ✓ **Revestimiento de plástico sanitario**
La bandeja plástica de fácil limpieza es ideal para ambientes estériles
- ✓ **Detección de movimiento**
La tecnología avanzada de la balanza puede pesar al paciente con exactitud mientras compensa el movimiento
- ✓ **Función de tara**
Esta práctica función permite que el usuario elimine de forma automática el peso de una frazada o de un pañal del peso del infante
- ✓ **Características Especiales**
Funciones operativas incluidas sin ningún costo (Tara, descartar peso, apagado automático, cero automático)
- ✓ **Fácil portabilidad**
La balanza es ideal para enfermeras que viajan o para instalaciones médicas pequeñas con su construcción robusta, agarraderas integradas, superficie de fácil limpieza, estuche de transporte opcional y capacidad de doblarse a la mitad



8320KL Abierta

Modelo	Empaque principal	Dimensiones de envío	Peso (KG)	Código CUP
8320KL	1	539.75 mm x 365 mm x 276.23 mm	3.3kg	892076002817

Especificaciones

- Capacidad: 15 kg / 33 lb
- Resolución: 10 g / 0.5oz
- Pantalla: LCD de 19 mm / 3/4"
- Funciones: Conversión de LB/KG, Puesta a cero/Tara, Cero automático, Apagado automático
- Dimensiones de la bandeja: 597 mm (ancho) x 279 mm (prof.) x 22 mm (alto) / 23 1/2" (ancho) x 11" (prof.) x 1" (alto)
- Fuente de alimentación: 2 baterías AAA (incluidas)
- Estuche opcional n.º de artículo 64771



Estuche para 8320KL n.º de artículo 64771