

# FRONTOLUZ EXAMINACIÓN



**WelchAllyn**

Con un peso de solo 4 onzas (110 gr.) la lámpara frontal de estado sólido portátil de Welch Allyn es una de las lámparas frontales más ligeras en el mercado. La sujeción en una banda suave la hace especialmente confortable. Por otro lado, las baterías recargables insertadas en la banda hacen que esta lámpara sea totalmente portátil y compacta, permitiendo la total libertad de movimiento del usuario. Esta lámpara frontal tiene una temperatura de color de 5500° Kelvin, por lo cual le provee al usuario de una luz brillante, blanca y libre de sombras que le permite observar las características del tejido sin distorsión. La fuente de luz de estado sólido tiene una vida estimada de hasta 10,000 horas.

## **Beneficios Clínicos:**

- Larga Vida Operativa
- Mayor eficiencia energética que las lámparas incandescentes y que la mayoría de las halógenas
- Haz frío que puede tocarse con seguridad
- Iluminación instantánea (menos de 100 ns)
- Operación virtualmente libre de mantenimiento
- Libre de rayos UV

## **Especificaciones:**

- Fuente de Luz: Lámpara de estado sólido de 1 W, temperatura de color 5500°K, 20 lúmenes,
- Distancia de trabajo 16 pulgadas (40.6 cm.)
- Diámetro del haz: 1.5 a 6 pulgadas (3.8 a 15.2 cm.) a la distancia de trabajo
- Duración de la carga de la batería: Aproximadamente 90 minutos de uso continuo con una batería totalmente cargada