

# Lámpara de examen Green Series™ IV de Welch Allyn



**Tubo de luz muy flexible:**  
Duplica la longitud de los tubos normales

**1 LED:** 3X salida de luz normal; garantiza la precisión; reproducción fiel del color de los tejidos



**Funda desechable disponible:** Utilice la funda desechable existente (n.º 52640); también puede usarse con las luces de examen II y III



**Conector de fácil manejo**



**Encendido/apagado sin contacto**



**Fácil montaje**

Lámparas de examen médico Green Series™



**WelchAllyn®**

Advancing Frontline Care™



# Luz más blanca, más brillante y más ecológica

Características de la lámpara de examen GS IV:

- Cabeza compacta y discreta que garantiza la precisión
- Luz más blanca y más brillante que la luz halógena, lo que permite ver una reproducción fiel del color de los tejidos durante un examen
- Menor consumo de energía
- Sin necesidad de sustituir la bombilla



Especificaciones sobre la luz	N.º de LED	1 LED blanco
	Temperatura del color	5.500 K
	Intensidad de la luz a distancia de trabajo	20.000 Lux a 40 cm (16 pulg.)
	Tamaño del punto de luz a distancia de trabajo	10-25 cm (4-10 pulg.) a 40 cm (16 pulg.)
Dimensiones físicas	Alcance de la base móvil	126 cm (49,61 pulg.)
	Alcance del soporte de pared	126 cm (49,61 pulg.)
	Alcance del soporte de techo	n/a
	Techo arriba/abajo	n/a
	Artefacto de luz (alto/ancho/largo)	Longitud: 13,1 cm (5,16 pulg.) Diám.: 4 cm (1,58 pulg.)
	Cuadro de control (alto/ancho/largo)	27,5/10,0/8,0 cm (10,83/3,94/3,15 pulg.)
	Base móvil (altur/diámetro)	61 cm/53 cm (24,02 pulg./20,87 pulg.)
	Peso total del soporte de mesa/pared	2,4 kg (5,30 libras)
	Peso total de base móvil	5,63 kg (12,40 libras)
	Especificaciones eléctricas	Suministro eléctrico
Cable eléctrico		Conjunto de cables con conexión a tierra de tres hilos n.º 18 AWG y 2,5 m (8 pies) de longitud
Funciones de control		Encendido/apagado sin contacto
Datos variados	Opciones de montaje	Base móvil, mesa/pared, rail
	Tipo de extensión	Cuello de cisne
	Accesorios opcionales	Funda desechable: n.º 52640 Longitud: 129,54 cm (51 pulg.)
	Vida útil	50.000 horas
	Garantía	Limitada de 5 años

IDEAL PARA SU USO EN LOS SIGUIENTES ENTORNOS:

- OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA
- MEDICINA DE FAMILIA
- CIRUGÍA PLÁSTICA
- DERMATOLOGÍA
- SALAS DE EMERGENCIAS
- CIRUGÍA AMBULATORIA
- SALAS DE DILATACIÓN Y PARITORIOS
- CENTROS DE CIRUGÍA

OPCIONES DE MONTAJE DISPONIBLES:



Soporte de mesa

Soporte de pared  
48810

Base móvil

Para realizar un pedido, póngase en contacto con el departamento de Servicio al cliente.



Sede central corporativa de Welch Allyn  
4341 State Street Road, P.O. Box 220  
Skaneateles Falls, NY 13153-0220, EE. UU.  
Teléfono: +1.315.685.4602  
+1.800.535.6663  
Fax: +1.315.685.0054

Servicio de atención al cliente de Welch Allyn en Europa:  
+353 46 90 67790  
Australia: +61 29 638 3000  
China: +86 21 6327 9631  
Francia: +33 160 09 33 66  
Francia (Servicio de atención al cliente): +33 155 69 58 49  
Alemania: +49 6950 985 132  
España: +34 912 990 376  
Japón: +81 3 3219 0071  
India: +91 44 4353 5724

Latinoamérica (oficina de Miami): +1 305 669 9003  
Malasia: +603 78753341  
Países Bajos: +31 202 061 360  
Singapur: +65 6419 8100  
Suecia: +46 042 33 02 20  
Reino Unido: +44 207 365 6780

[www.welchallyn.com/greenseris](http://www.welchallyn.com/greenseris)

**WelchAllyn**

Advancing Frontline Care™

