

LINTERNA DE DIAGNOSTICO



MODELO: 76600

Linterna de Bolsillo Profesional (PenLite)

Sistema de encendido mediante interruptor incorporado al cuerpo de la linterna y fácil de utilizar.

Sujeción al bolsillo mediante clip, sujeto al cuerpo de la linterna, resistente.

Descripción

-Para una evaluación rápida y eficaz del reflejo pupilar

Características

-Luz halógena blanca y brillante para una verdadera interpretación del color del tejido

-Construcción en aluminio sólido, liviano y de alta resistencia.

-Longitud: 145 milímetros.

-Diámetro: 13 milímetros.

-Peso: 34 gramos (sin pilas)

Incluye

-Linterna tipo esfero.

-2 pilas alcalina tipo "AA" descartables.

WelchAllyn[®]